

CHECKLIST DE VERIFICAÇÃO DA TÉCNICA DE ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTOS EM DISPOSITIVOS INALATÓRIOS DO TIPO AEROSSOL COMPLEXO

CHECKLIST DISPOSITIVO INALATÓRIO AEROSSOL COMPLEXO

ex: Aerossol Complexo de Tiotrópio

- Mantenha a tampa fechada.
- Vire a base transparente na direção das setas do rótulo até ouvir um clique (meia volta).
- Abra a tampa até que fique travada completamente na posição aberta.
- Expire (solte o ar) lenta e totalmente.
- Coloque os lábios em torno do bocal, sem cobrir as entradas de ar.
- Enquanto inspira lenta e profundamente pela boca, pressione o botão de aplicação e continue inspirando.
- Prenda a respiração por 10 segundos ou o quanto puder com conforto e, em seguida, volte a respirar normalmente.
- Repita os passos, vire, abra e pressione para um total de 2 doses liberadas (2 puffs).