


# ORIENTAÇÕES SOBRE A CANETA APLICADORA DE INSULINA REUTILIZÁVEL



## O QUE ESSA CANETA TEM DE DIFERENTE?

A caneta aplicadora de insulina **reutilizável** pode ser utilizada INÚMERAS vezes, pois funciona com um cartucho de insulina que é fornecido de forma separada na farmácia. Dessa forma, não jogue a sua caneta fora.

## VAMOS CONHECER AS PARTES QUE COMPÕE A CANETA REUTILIZÁVEL?



## ARMAZENAMENTO

**Antes de aberto**, o cartucho de insulina (sem a caneta reutilizável) deve ser armazenado em **geladeira na temperatura entre 2°C e 8°C**. Manter os cartuchos de insulina distantes do congelador. Não congelar.

**Após aberta**, a caneta aplicadora recarregada com o cartucho de insulina, deve ser armazenada **em temperatura ambiente**, abaixo de 30°C, por até 4 semanas. Manter o cartucho de insulina longe da luz e do calor.

