

CANETAS REUTILIZÁVEIS/DURÁVEIS

São canetas que podem ser utilizadas por **longos períodos**, sendo que apenas o **tubete (cartucho/refil)** de insulina e a **agulha** precisam ser substituídos.

Quando o cartucho de insulina acaba, você deve descartar apenas o cartucho vazio e a caneta será recarregada com um novo cartucho.

CANETA DISPONIBILIZADA PELO SUS

BIOPEMM®

Caneta para injeção de insulina




Análoga de ação prolongada

1 caneta REUTILIZÁVEL – durável
(Biopemm®) + tubete (cartucho) de
3 mL de insulina glargina (Glargilin®)

COMPONENTES DA CANETA



Partes da agulha da caneta
(item que será distribuído separadamente)



**IMPORTANTE: A CANETA REUTILIZÁVEL
NÃO DEVE SER DESCARTADA!!!**

Informações sobre a Biopemm

- As agulhas fornecidas pelo Ministério da Saúde são compatíveis com esta caneta.

Caneta para insulina
GLARGINA



Armazenamento da caneta reutilizável

- As canetas reutilizáveis não devem ser armazenadas sob refrigeração.
- Mantenha a caneta limpa, seca e longe da luz solar direta.
- Evite contato com líquidos, produtos de limpeza agressivos, álcool ou lubrificantes.

Armazenamento do refil de insulina

- **Antes de abrir (lacrado):** Armazenar na geladeira entre 2°C e 8°C. Não congelar. Validade até a data de vencimento da embalagem, se corretamente armazenado.
- **Depois de aberto (refil em uso):** Deve ser mantido fora da geladeira, em temperatura ambiente de até 30°C, por até 28 dias.



Descarte de agulhas

- Coloque as agulhas usadas em um recipiente para objetos perfurocortantes ou em um recipiente plástico resistente com uma tampa segura. Não descarte as agulhas diretamente em seu lixo doméstico.

- Para outras informações e dúvidas, fale com o seu farmacêutico ou consulte a bula da caneta reutilizável apontando a câmera do seu celular para o QR Code ao lado.

